



バイタルリンク

-多職種連携情報共有システム-

基本操作マニュアル

※機能の詳細につきましては全操作マニュアルをご参照ください
(全操作マニュアルは患者一覧画面右上の？マークより参照可能です。)



<バイタルリンク基本操作マニュアル> 目次

項目	ページ
ログイン方法	1 ページ
初期設定のお願い	2 ～ 4 ページ
新着メッセージの確認方法	5 ～ 6 ページ
連絡帳機能の操作方法	7 ～ 8 ページ
バイタル機能の操作方法	9 ～ 1 1 ページ
Zoom連携機能の操作方法	1 2 ～ 1 7 ページ
患者情報機能の操作方法	1 8 ～ 2 2 ページ
患者一覧フォルダ化方法	2 3 ～ 2 8 ページ
主な利用ルールとお問い合わせ先	2 9 ページ

ログイン方法



スマホ、タブレット



パソコン

① バイタルリンクアイコンをクリック

※パソコンの場合は証明書の選択を求められますので、「OK」をクリックしてください。

ログイン

東日本地域連携

teijin

.....

ログイン

② アカウント、パスワードを入力
③ ログインボタンをクリック

☐ パスワードを保存 (48h)
☐ 次回からTouchIDを利用

※スマートフォン、タブレットの場合はパスワード保存や、TouchID、FaceIDをログイン時に利用できます。利用時は選択欄へ✓を入力してください

① 通知機能について

「重要なメッセージが登録された時」、「担当者へ割り当てられた時」に通知が届きます。

通知は「メール」or「プッシュ通知」で受け取ることができます。

通知を受け取るには設定が必要なため、マイアカウント画面より設定ください。

※設定方法は次ページへ記載しております

初期設定のお願い

①歯車をクリック

テスト管理者

アイウエオ

氏名 分類・注釈 カルテID 施設・診療科 休止を含む 日付選択...

	☆	氏名	年齢	重	連	ハ	分類・注釈	カルテID	施設・診療科	主
	☆	骨折太郎	72歳 S25.01.01							
	☆	個別運用モデル	72歳 S25.01.01							
	☆	調整掲示板	72歳 S25.01.01							
	☆	テスト住吉	72歳 S25.01.01							
	☆	テスト太郎	72歳 S25.01.01							
	☆	山田花子	72歳 S25.01.01							

管理メニュー

- 管理メニュートップ
- ポータルメニュー
- 管理メニュートップ
- アカウント
- カレンダー
- マイアカウント
- ログアウト

②マイアカウントをクリック

初期設定のお願い

✎ マイアカウント

✉ メールアドレス

メールアドレス1

xxx@yyy.com

システムからの通知が届き、担当者情報等にも表示されます。

メールアドレス2

xxx@yyy.com

システムからの通知が届きます。

メールアドレス3

xxx@yyy.com

システムからの通知が届きます。

選択...

②チェック

🔔 通知

	メールで受け取る	プッシュ通知で受け取る
担当患者が割り当てられた際	☐	☐
重要ではない連絡帳メッセージが登録された際	メール通知できません	☐
重要な連絡帳メッセージが登録された際	患者毎に患者情報の担当者情報で設定	☐
連携受託患者が発生した際のメール	☐	☐
未読メッセージ件数が更新された際のバッジ表示	メール通知できません	☐

③更新をクリック

キャンセル

更新

新着メッセージの確認方法①

- 連絡帳機能とバイタル機能で未確認の情報がある場合、患者一覧画面に未読アイコンが表示されます。

	☆	氏名	年齢	重	連	ハ	分類・注釈	カルテID	施設・診療科	主治医	主ケア
	☆	患者太郎	72歳 S25.01.01						帝人老人ホーム		
	☆	患者テスト	72歳 S25.01.01							テスト管理者	
	☆	業務連絡掲示板	72歳 S25.01.01							テスト管理者	
	☆	ハートノート見本患者	72歳 S25.01.01								
	☆	山田花子	72歳 S25.01.01								

①未読アイコンをクリック

②未読情報画面まで遷移



**ヤマダハナコ 山田花子**
◆ 昭和25年(1950年)01月01日 (72歳) 分類・注釈:

 患者情報  **連絡帳**  バイタル  おくすり  カレンダー

2022/07/13 11:03 に最後に参照しました。未読は2件です。

バイタル:5件

 テスト病院
投稿


 テスト病院
テスト


既読 0/5人 2022/07/13(水) 11:04

既読 0/5人 2022/07/13(水) 11:04

③未読件数と未読箇所を表示

新着メッセージの確認方法②

①患者一覧の画面右上にある
ポータルアイコンをクリック




事業所代表アカウントを複数人で利用する場合、どなたかがメッセージを確認すると、未読アイコン  が消えてしまいます。既読を付けたくない場合は、ポータルアイコン  をクリックし、新着メッセージを確認してください。

②自身の担当する患者の連絡帳メッセージが
新着順で表示される。
注意) メッセージをクリックすると未読アイコンは消える。



③該当患者の連絡帳メッセージに遷移



- 患者情報の閲覧・共有を行いたい場合は、以下操作を実施してください。

	☆	氏名	年齢	重	連	バ	分類・注釈	カルテID	施設・診療科	主治医	主ケア
	☆	阿部友	71歳 S25.01.01							高山健三	
	☆	糖尿病相談窓口	71歳 S25.01.01							高山健三	
	☆	ベッド空き状況	71歳 S25.01.01							高山健三	
	☆	山田太郎	68歳 S28.01.01				デモ画面表示用			高山健三	
	☆	山田花子	71歳 S25.01.01							高山健三	

患者氏名をクリック

- メッセージを送る場合は、以下操作を実施してください。

The screenshot shows a patient profile for 山田 花子 (Yamada Hanako), born 昭和25年(1950年)01月01日 (72歳). The interface includes tabs for 患者情報, 連絡帳, バイタル, おくすり, and カレンダー. A message history shows a message from 西宮テスト君 (Nishinaka Testu-kun) with the subject 件名: ●/●退院連絡 (Subject: ●/● Discharge Contact) and body text 〇〇様ですが、●/●に退院となり、△△クリニックへ紹介しました (Hello 〇〇-san, but you have been discharged on ●/● and referred to △△ Clinic).

Three red callout boxes provide instructions for sending a new message:

- ① クリック**: Points to the blue pencil icon in the top right corner of the message history.
- ② 件名、本文欄へメッセージを入力できます。画像やファイルを共有したい場合は「添付」より選択してください**: Points to the subject and message input fields in the "新規メッセージ" (New Message) dialog.
- ③ 「登録」をクリック**: Points to the orange "登録" (Register) button at the bottom right of the dialog.

Additional callouts in the dialog include:

- 重要なメッセージの時は、ここにチェック**: Points to the "重要なメッセージ" (Important Message) checkbox.
- 添付...**: Points to the "添付..." (Attach...) button, with a note "選択されていません。" (Not selected).

- バイタル・ADLを共有したい場合は、以下操作を実施してください。

「バイタル」をクリック

山田 花子

◆ 昭和25年(1950年)01月01日(72歳) 分類・注釈:

患者情報 連絡帳 **バイタル** おくすり カレンダー

2022/04/26(火) バイタル:20件

削除者: テスト管理者
削除日時: 2022/06/17(金) 14:49
削除済みのメッセージです。

既読 2/5人 2022/04/26(火) 14:35

2022/03/08(火) バイタル:5件

削除者: 西宮テスト君
削除日時: 2022/04/16(土) 16:19
削除済みのメッセージです。

既読 4/5人 2022/03/08(火) 12:32

バイタル機能

 **山田 花子**
📅 昭和25年(1950年)01月01日 (72歳) 分類・注釈:

👤 患者情報 💬 連絡帳 📊 **バイタル** 📄 おくすり 📅 カレンダー

新規バイタル

②数値入力、またはフェイススケール選択

システム参考設定:

バイタル

体温		℃
収縮期血圧 (最高)		mmHg
拡張期血圧 (最低)		mmHg
脈拍数 (血圧計)		回/分
血中酸素飽和度		%
脈拍数 (パルス)		回/分
血糖値		mg/dl
体重		kg

患者状態

健康状態	☐	☐	☐	☐	☐
睡眠状況	☐	☐	☐	☐	☐
活動	☐	☐	☐	☐	☐
食事	☐	☐	☐	☐	☐
息切れ	☐	☐	☐	☐	☐

測定日時

📅 2022/6/24

🕒 9:40

①クリック



③クリック

キャンセル

続けて登録

登録



バイタル機能表示イメージ



山田 花子


昭和25年(1950年)01月01日 (72歳) 分類・注釈:



患者情報



連絡帳



バイタル



おくすり



カレンダー





2022/6/24



2週間

履歴

2018/05/22(火) 14:41
原田健一 / 手入力
●血中酸素飽和度(%) : 96



- Zoomミーティングを開催したい場合は、以下操作を実施してください。

※ミーティング主催者は、Zoomアカウントが必要です。

The screenshot shows a user profile for 山田 花子 (Yamada Hanako) with a birthdate of 昭和25年(1950年)01月01日 (72歳). Below the profile are tabs for 患者情報, 連絡帳, バイタル, おくすり, and カレンダー. The 連絡帳 (Messages) tab is active, showing a list of messages. A red box highlights the カレンダー (Calendar) tab, and a red callout bubble points to it with the text 「カレンダー」タブをクリック (Click the 'Calendar' tab).

山田 花子
昭和25年(1950年)01月01日 (72歳) 分類・注釈:

患者情報 連絡帳 バイタル おくすり カレンダー

2022/04/26(火) バイタル:20件

テスト管理者
件名: ああ
テスト
既読 2/5人 2022/04/26(火) 14:35

2022/03/08(火) バイタル:5件

西宮テスト君
削除者: 西宮テスト君
削除日時: 2022/04/16(土) 16:19
削除済みのメッセージです。
既読 4/5人 2022/03/08(火) 12:32

2022/02/03(木) バイタル:21件

西宮テスト君
件名: 2月1日退院です
2月1日に退院し、西宮クリニックへ通院となります。
既読 4/5人 2022/02/03(木) 15:25

Zoom連携機能



山田 花子

昭和25年(1950年)01月01日 (72歳) 分類・注釈:



患者情報



連絡帳



バイタル



おくすり



カレンダー

2022年6月

週	日	月	火	水	木	金	土
23	29	30	31 5	1	2 5	3	4
24	5	6	7 27	8	9	10	11
25	12	13	14	15	16	17	18
26	19	20	21	22	23	24	25
27	26	27	28	29	30	1	2
28	3	4	5	6	7	8	9

Zoom会議を行う日にちをクリック
※日付けではなく空白部分をクリック
※スマートフォン、タブレットでご利用
の場合は、「」アイコンをタップ

Zoom連携機能

予約登録

① Zoom会議の開始・終了日時を入力

開始日時
2022/6/10 時 分

終了日時
2022/06/10 時 分

② 内容を入力

内容

③ 「Web会議を開催する」に✓を入れる

☒ Web会議を開催する

参加者

担当者

氏名 施設・診療科 職種

検索 クリア

参加	写真	氏名	施設・診療科	職種
☐		テストアカウント2	テスト病院2 整形外科	医師
☐		テスト回復期病院		

④ Zoom会議に招待したいアカウントへ✓を入れる

キャンセル 登録

⑤ 登録をクリック

Zoom連携機能



山田 花子

昭和25年(1950年)01月01日(72歳) 分類・注釈:



患者情報



連絡帳



バイタル



おくすり



カレンダー

2022年6月

月表示 週表示 日表示

週	日	月	火	水	木	金	土
23	29	30	31 5	1	2 5	3	4
24	5	6	7 27	8	9 11:00 退院時カンファレンス	10	11
25	12	13	14	15	16	17	18
26	19	20	21	22	23	24	25
27	26	27	28	29	30	1	2
28	3	4	5	6	7	8	9

※スマートフォン、タブレットでご利用の場合は画面下部に表示された予定の右端をタップ

タップ

予定詳細

山田 花子

退院時カンファレンス

06月10日(金) 11:00 ~ 12:00

 Web会議に参加 

 参加者

 担当者

予定作成者	氏名	施設・診療科	職種
	テストアカウント2	テスト病院2 整形外科	医師
✓	テスト管理者		

削除

コピー

編集

「Web会議に参加」をクリックすると
Zoomミーティングが起動する

Zoom連携機能の注意点

- Zoom連携機能を始めてご利用いただく場合、初回会議登録時に限りZoomアカウントへのサインインが必要になります。以下手順に従い、操作をお願い致します。

《初回登録時にのみ必要な操作》

手順5. 登録ボタンをクリック後に Zoom のサインイン画面は表示されますのでサインインをします。※サインイン済であれば表示されません。

サインイン



The image shows the Zoom Sign In screen. A red box highlights the email and password input fields, the 'I'm not a robot' checkbox, and the 'サインイン' (Sign In) button. An orange callout bubble points to the password field with the text: 'Zoom アカウントのメールアドレス、パスワードを入力しサインインをクリック' (Enter your Zoom account email address and password, and click Sign In). Other options include 'SSOでサインインする' (Sign in with SSO) and 'Facebookでサインインします' (Sign in with Facebook).

- ・ バイタルリンクのログイン時に使用するものではありません。

手順6. バイタルリンクと Zoom の認証画面が表示されるので下部にある「認可」をクリックします。

※「事前承認をとる」の表示があった場合は先にクリックする。



- ・ 事前承認の部分をクリックできず認可を行えない場合はご自身の Zoom アカウントの管理者へ相談してください。

- 患者情報（基本情報など）を編集したい場合は、以下操作を実施ください

 **山田 花子** 「患者情報」タブをクリック
🏠 昭和25年(1950年)01月01日(72歳) 分類・注釈:

👤 患者情報 💬 連絡帳 📊 バイタル 📅 おくすり 📅 カレンダー

📅 2022/04/26(火) 📊 バイタル:20件

👤 テスト管理者

件名: ああ

テスト

🔍 既読 2/5人 2022/04/26(火) 14:35 🖨️ 💬 🗑️

📅 2022/03/08(火) 📊 バイタル:5件

👤 西宮テスト君

削除者: 西宮テスト君
削除日時: 2022/04/16(土) 16:19
削除済みのメッセージです。

🔍 既読 4/5人 2022/03/08(火) 12:32 🖨️ 💬 🗑️

📅 2022/02/03(木) 📊 バイタル:21件

👤 西宮テスト君

件名: 2月1日退院です

2月1日に退院し、西宮クリニックへ通院となります。

🔍 既読 4/5人 2022/02/03(木) 15:25 🖨️ 💬 🗑️

患者情報機能

- 多職種と共有しておきたい様々な情報を書き留めておくことができます。
- ※患者情報の編集はパソコン又はiPad(Web版)でのみ編集可能です。



ヤマダハナコ
山田花子
昭和25年(1950年)01月01日(72歳) 分類・注釈:

患者情報

連絡帳

バイタル

おくすり

カレンダー

編集タブをクリックすると情報を入力・変更できます

矢印タブをクリックすると情報を確認できます

基本情報	更新者: テスト管理者	最終更新日: 2022/07/19	編集
医療情報	更新者:	最終更新日:	編集
アレルギー・禁忌など	更新者:	最終更新日:	編集
ADL状況・療養費負担等	更新者:	最終更新日:	編集
保健福祉サービス等の利用状況	更新者:	最終更新日:	編集
添付ファイル	更新者:	最終更新日:	編集
家族情報・その他の連絡先	更新者: 西宮テスト君	最終更新日: 2022/03/08	編集
担当情報	更新者: テスト管理者	最終更新日: 2022/06/17	編集
療養のポイント	更新者: テスト管理者	最終更新日: 2022/07/12	編集



患者情報機能の活用例

- 基本情報の「分類・注釈、カルテID、施設・診療科」は、患者一覧画面へ反映されます。
特定の患者を検索する場合に役立ちます。

※患者情報の編集はパソコン又はiPad(Web版)でのみ編集可能です。



ヤマダハナコ
山田花子
昭和25年(1950年)01月01日(72歳) 分類・注釈:

患者情報

連絡帳

バイタル

おくすり

カレンダー

更新者: テスト管理者

最終更新日: 2022/07/13

編集

基本情報

回体・施設

西宮整形外科地域連携会

氏名

ヤマダハナコ
山田花子

性別

女

生年月日

昭和25年(1950年)01月01日(72歳)

住所

〒

電話番号

自宅
携帯

メールアドレス

分類・注釈

カルテID

施設・診療科

通院方法



患者一覧画面へ表示されます。

情報を入力する場合は編集タブをクリック

患者情報機能の活用例



ヤマダハナコ
山田花子
◆ 昭和25年(1950年)01月01日 (72歳) 分類・注釈: 認知症患者

 患者情報

 連絡帳

 バイタル

 おくすり

 カレンダー

基本情報

 回体・施設

西宮整形外科地域連携会

 氏名

必須 漢字

山田

花子

必須 カナ

ヤマダ

ハナコ

 性別

必須 ☐ 男性 ☒ 女性

 生年月日

必須 ☒ 西暦

 1950/1/1

☐ 明治 ☐ 大正 ☐ 昭和 ☐ 平成 ☐ 令和

年

月

日

 分類・注釈

認知症患者

 カルテID

123456

 施設・診療科

帝人老人ホーム

診療科

 通院方法

☐ 通院 ☐ 訪問診療



選択...

キャンセル

更新

更新して
次の項目を編集



①最下部までスクロール

②利用したい項目の情報のみ入力
※施設・診療科のプルダウン選択肢に該当
情報がない場合は直接入力してください

③「更新」をクリック

患者情報機能の活用例

■ 例えば老人ホームの患者のみ、一覧へ表示させたい場合は、以下のようにキーワード検索機能を活用し、表示させることが可能です。※検索を解除する際は「クリア」をクリック

①キーワードとして“老人ホーム”と入力

②検索条件として「施設・診療科」タブをクリック

アイウエオ	老人ホーム	氏名	分類・注釈	カルテID	施設・診療科	休止を含む	日付選択...	予定	クリア
氏名	年齢	重	連	バ	分類・注釈	カルテID	施設・診療科	主治医	主ケア
患者太郎	72歳 S25.01.01						帝人老人ホーム		
患者テスト	72歳 S25.01.01							テスト管理者	
業務連絡掲示板	72歳 S25.01.01							テスト管理者	
ハートノート見本患者	72歳 S25.01.01								
山田花子	72歳 S25.01.01				認知症患者	123456	帝人老人ホーム		



③検索条件に一致する患者のみ一覧へ表示させることが可能

アイウエオ	老人ホーム	氏名	分類・注釈	カルテID	施設・診療科	休止を含む	日付選択...	予定	クリア
氏名	年齢	重	連	バ	分類・注釈	カルテID	施設・診療科	主治医	主ケア
患者太郎	72歳 S25.01.01						帝人老人ホーム		
山田花子	72歳 S25.01.01				認知症患者	123456	帝人老人ホーム		

患者一覧フォルダ化（フォルダ作成方法）

フォルダ作成アイコンをクリックして任意のフォルダを作成

クリック

The screenshot shows the 'フォルダ' (Folder) section of a patient management system. On the left, a list of folders is shown: 'すべて' (All), '佐藤クリニック' (Sato Clinic), and '高橋診療所' (Takahashi Clinic). In the center, a table of patients is displayed with columns for '氏名' (Name) and 'アイコン' (Icon). The 'フォルダ' button is highlighted with a dashed orange box, and an arrow points to the '新しいフォルダ' (New Folder) dialog box on the right. The dialog box has a title bar '新しいフォルダ' and two tabs: 'フォルダ設定' (Folder Settings) and '患者設定' (Patient Settings). The 'フォルダ設定' tab is active, showing a text input field for 'フォルダ名' (Folder Name) and a checkbox for '自動振り分けを行う' (Perform automatic distribution). The text '作成したいフォルダ名を入力' (Enter the folder name you want to create) is displayed in the center. At the bottom right, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '登録' (Register/Save), with the '登録' button highlighted by a dashed orange box.

新しいフォルダ

フォルダ設定 患者設定

フォルダ名

☐ 自動振り分けを行う

作成したいフォルダ名を入力

キャンセル 登録

フォルダ名を入力後にクリック

患者一覧フォルダ化（フォルダへの患者の振り分け方法）

フォルダへの患者の振り分けは作成時、編集時に行うことが可能

- ・作成時…フォルダ作成アイコンをクリック



フォルダの設定画面が表示され患者の振り分け設定が可能

- ・編集時…フォルダ編集アイコンをクリックし
「詳細を確認」をクリック



患者一覧フォルダ化（フォルダへの患者の振り分け方法）

患者の振り分け方法は以下の3つの方法が可能

- ・ドラッグ＆ドロップで患者を振り分ける
- ・担当患者の一覧から選択して振り分ける
- ・自動振り分けを設定して該当する患者自動で振り分ける

・ドラッグ＆ドロップで患者を振り分ける方法

振り分けたい患者の上でクリックし、クリックした状態で振り分けたいフォルダに上に移動する

完了すると画面左上に
「追加」についてのメッ
セージが表示

フォルダ「佐藤クリニック」に追加しました。

クリックした状態で
移動して離す



フォルダ	全団体の患者	氏名	年齢	重	連	バ	分類・注釈	カルテID	施設・診療科
すべて		山花子	75歳						
佐藤クリニック		山花子	48歳						Z え
高橋診療所		池谷涼子	84歳						
		インポートテスト	25歳						
		インポートテスト2	25歳						
		塩分チェック	75歳				骨粗鬆症患者です。連携バスを使用しています。 定期フォローをお願いします。		
		大石大二郎	75歳						Z う
		加藤三郎	75歳						あきる野クリニック 消化器科
		加藤二郎	75歳						あきる野クリニック 消化器科
		加藤雄二	5歳						Z い
		金丸優	75歳						Z あ
		患者 1	75歳						

患者一覧フォルダ化（フォルダへの患者の振り分け方法）

患者の振り分け方法は以下の3つの方法が可能

- ・ドラッグ＆ドロップで患者を振り分ける
- ・担当患者の一覧から選択して振り分ける
- ・自動振り分けを設定して該当する患者自動で振り分ける

・担当患者の一覧から選択して振り分ける方法

作成、編集画面で「患者設定」をクリックして一覧から振り分けたい患者を選択して「更新」をクリック

The screenshot shows a web application interface for managing patients. At the top, there's a blue header bar with the text 'フォルダ「佐藤クリニック」'. Below it, there are two tabs: 'フォルダ設定' and '患者設定'. The '患者設定' tab is selected. Below the tabs, there's a search bar with a checkbox labeled 'フォルダ内の患者のみ' and a button labeled '患者を検索'. To the right of the search bar are buttons for '詳細検索', '検索', and 'クリア'. Below the search bar is a table with columns: '写真', '氏名', '年齢', '分類・注釈', 'カルテID', '施設・診療科', '主治医', '主ケア', and a checkbox column. The table contains four rows of patient data. The first three rows have their checkboxes checked, and the fourth row has its checkbox unchecked. At the bottom right of the table, there are two buttons: 'キャンセル' and '更新'.

写真	氏名	年齢	分類・注釈	カルテID	施設・診療科	主治医	主ケア	
	PDFテスト	75歳 S25.01.01						☒
	有料老人ホーム青葉の杜 中山花子	48歳 S51.07.07			2え			☒
	池谷涼子	84歳 S15.12.30				帝人医師		☒
	インポートテスト	25歳 H11.08.07				帝人医師		☐

振り分けたい患者にチェックを入れる（外したい患者の場合はチェックを外す）

補助機能として検索の使用が可能
フォルダ内の患者のみの表示も可能

選択を完了したらクリック

患者一覧フォルダ化（フォルダへの患者の振り分け方法）

患者の振り分け方法は以下の3つの方法が可能

- ・ドラッグ＆ドロップで患者を振り分ける
- ・担当患者の一覧から選択して振り分ける
- ・自動振り分けを設定して該当する患者自動で振り分ける

・自動振り分けを設定して該当する患者自動で振り分ける方法

作成、編集画面の「フォルダ設定」で「自動振り分けを行う」にチェックを入れて条件を設定して「更新」をクリック

フォルダ「佐藤クリニック」

クリック

フォルダ設定 患者設定

佐藤クリニック

☒ 自動振り分けを行う

施設

診療科

キャンセル 更新

設定した条件に当てはまる患者を自動で振り分ける
複数の条件を設定している場合は一つでも条件に当てはまる患者を自動で振り分ける

・施設

契約で利用している施設を選択、または施設名を入力


・診療科

契約で利用している施設を選択、または施設名を入力

設定を完了したらクリック

患者一覧フォルダ化（フォルダの削除方法）

フォルダ編集アイコンをクリックして「削除」をクリック、確認画面で「はい」をクリック



利用ルールとお問い合わせ先のお知らせ

【主な利用ルール】

- 急ぎ主治医等へ連絡が必要な場合は、直接電話にて連絡をお取りください。
- 事業所代表アカウントでメッセージを投稿する場合は、メッセージ欄に発信者のお名前を入力して下さい。
- 患者登録・休止については「枚方市医師会事務局」へご連絡ください。
- アカウント・パスワードをお忘れの場合は「枚方市医師会事務局」へご連絡ください。

【システム操作に関するお問い合わせ先】

- 全操作マニュアルはパソコン版の右上「？」マークボタンより閲覧できます。
- その他、システムについてのお問い合わせがございましたら下記までご連絡ください。

帝人太郎



帝人ファーマ（株）地域包括ケア事業推進部
メールアドレス vitalink-support@teijin.co.jp
お急ぎの場合はお電話にてご連絡ください。
TEL：0120-974-336（サポートダイヤル）